
 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 1 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

ผู้จัดทำ

  
 .....  
 (ทนาย.พรนิกา สายธนู)


ตำแหน่ง ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหาปริมาณ  
 ไวรัส HIV/HCV/HBV งานภูมิคุ้มกันวิทยา  
 และงานโรคติดต่อฯ โดยแมลง (มาลาเรีย)

ผู้ทบทวน


  
 .....  
 (ทนาย.ทิพวรรณ หมั่นพันธ์)

ตำแหน่ง ผู้จัดการวิชาการงานตรวจหา  
 ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV และงานภูมิคุ้มกันวิทยา

ผู้อนุมัติ


  
 .....  
 (ดร.ทนาย.วิภาวี แสนวงษา)

ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 2 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค


บันทึก การประกาศใช้ / แก้ไข / ทบทวน

วัน/เดือน/ ปี	ประกาศใช้ / การแก้ไข / ทบทวน	รายละเอียด	ผู้จัดทำ/ผู้ทบทวน
01/06/2563	ประกาศใช้ครั้งแรก	-	พรนิภา
16/04/2564	แก้ไขครั้งที่ 01 ทบทวนเอกสารคุณภาพ ประจำปี 2564	-ทบทวนและแก้ไขตามแนวทางการตรวจ วินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีและการตรวจ ติดตาม การรักษาปี 2563 ณ พ.ย.2563	พรนิภา
01/10/2564	แก้ไขครั้งที่ 02	จากผลการตรวจประเมินรับรอง มาตรฐานสากล ISO15189:2012, 15190:2003 -แก้ไขหัวข้อ WI จาก 15 หัวข้อ เป็น 17 หัวข้อ	พรนิภา / ทิพวรรณ
20/06/2564	แก้ไขครั้งที่ 03	แก้ไขหัวข้อเอกสารตามข้อกำหนด ISO 15189 จาก 17 ข้อ เป็น 20 ข้อ	พรนิภา / ทิพวรรณ
01/05/2566	แก้ไขครั้งที่ 04	หน้า 13) ทบทวนแนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อ เอชไอวีทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก ที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป โดยใช้ชุดตรวจที่ตรวจได้เฉพาะแอนติบอดี เป็นชุดตรวจกรองที่ 1	พรนิภา / ทิพวรรณ
01/02/2567	แก้ไขครั้งที่ 05 ตรวจประเมินเฝ้าระวังคุณภาพ ISO 15189:2022 /ISO 15190:2020	หน้า 1) หัวกระดาษ แก้ไขจาก อุบลราชธานี เป็น จังหวัดอุบลราชธานี หน้า 2) ตาราง บันทึก การประกาศใช้ / การ แก้ไข / ทบทวน แก้ไขคอลัมน์จาก โดย เป็น ผู้จัดทำ/ผู้ทบทวน ลบคอลัมน์ ฉบับที่ ออก และตัดคำว่า ฉบับที่ ออกจากหัวกระดาษ หน้า 5) ข้อ 8. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย แก้ไขความเข้มข้นการเตรียม Post-cresol จาก 0.5% เป็น 1% หน้า 7) ข้อ 11. วิธีการควบคุมคุณภาพ แก้ไข การทำ IQC จากทำวันแรกของสัปดาห์ที่มีการ ทดสอบ เป็น ทำทุกครั้งเมื่อมีรายบวก EQA จากครั้งละ 8 ตัวอย่าง เป็น 4 ตัวอย่าง	พรนิภา/ทิพวรรณ

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 3 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

### สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบ	4
2. หลักการและวิธีการที่ใช้ในการทดสอบ	4
3. ความไวและความจำเพาะของการตรวจวิเคราะห์	4
4. ประเภทหรือชนิดของตัวอย่าง	4
5. การเตรียมผู้ป่วย	4
6. ภาชนะบรรจุหรือสารที่ใช้เก็บตัวอย่าง	4
7. เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาที่จำเป็น	4
8. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	5
9. ขั้นตอนการสอบเทียบ	5
10. วิธีปฏิบัติงาน	5
11. วิธีการควบคุมคุณภาพ	7
12. สิ่งรบกวนของการตรวจวิเคราะห์	7
13. ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	7
14. ค่าอ้างอิง	7
15. การรายงานผล/การคำนวณผล	7
16. คำแนะนำกรณีผลไม่อยู่ในช่วงการวัด	8
17. ค่าวิกฤต	9
18. การแปลผล	9
19. แหล่งที่มาของค่าแปรปรวน	9
20. เอกสารอ้างอิง/เอกสารที่เกี่ยวข้อง	9
แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป โดยใช้ชุดตรวจที่ตรวจได้ทั้งเฉพาะแอนติบอดีเป็นชุดตรวจกรองที่ 1	10
แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการในเด็กที่อายุต่ำกว่า 24 เดือน	12

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 4 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

## วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction) เรื่อง การตรวจแอนติบอดีต่อเอชไอวีด้วยวิธี Gel Particle-Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)

### 1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

ซีโรเดีย-เอชไอวี 1/2 มิกซ์ มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือ ในการตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวี-1 และ/หรือ เอชไอวี-2 ช่วยในการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี-1 และ/หรือเอชไอวี-2 ชุดทดสอบนี้เหมาะสำหรับการตรวจประชากรที่มีความเสี่ยงสูง ชุด ทดสอบนี้ทดสอบกับ พลาสมา หรือซีรัม โดยไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมืออัตโนมัติ สำหรับผู้มีวิชาชีพทางห้องปฏิบัติการ และไม่ จำเป็นต้องผ่านการอบรมมาโดยเฉพาะ แต่แนะนำให้ใช้ร่วมกับแผ่นรูปแบบทดสอบที่กำหนดในการตัดสินผลการตรวจ

ซีโรเดีย-เอชไอวี 1/2 มิกซ์ เป็นการตรวจคัดกรองในเชิงคุณภาพ (Qualitative) และไตเตอร์แอนติบอดีของตัวอย่างบวกร สามารถแสดงผลเป็นแบบกึ่งปริมาณ (Semi-quantitative) โดยการเจือจางตัวอย่าง

### 2. หลักการและวิธีการที่ใช้ในการทดสอบ

ซีโรเดีย-เอชไอวี 1/2 มิกซ์ เป็นชุดทดสอบเพื่อการวินิจฉัยภายนอกร่างกายโดยตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อ เอชไอวี-1 และ/หรือเอชไอวี- 2 โดยเคลือบผิวอนุภาคเจลาตินด้วยรีคอมบิแนนท์แอนติเจนของเชื้อเอชไอวี-1 (HIV-1/gp41 และ HIV-1/p24) และแอนติเจนของเชื้อเอชไอวี-2 (HIV-2/gp36) ชุดทดสอบซีโรเดีย-เอชไอวี 1/2 มิกซ์ (การเกาะกลุ่มของอนุภาค) นี้อาศัยหลักที่ว่า อนุภาคที่ถูกเคลือบด้วยแอนติเจนจะเกาะกลุ่มกับแอนติบอดี ต่อเชื้อเอชไอวี-1 และ/หรือเอชไอวี- 2 ในซีรัม/พลาสมาที่มีอยู่

GPA = Gel Particle-Agglutination

### 3. ความไวและความจำเพาะของการตรวจวิเคราะห์

Sensitivity (ความไว) = 100 %

Specificity (ความจำเพาะ) = 99.80 %

องค์ประกอบของโปรตีนที่ใช้ในชุดตรวจ HIV-1 : r-gp41, r-p24

HIV-2 : r-gp36

คำย่อ r=recombinant protein โปรตีนเชื่อมต่อหรือโปรตีนลูกผสม

p= synthetic peptide

### 4. ประเภทหรือชนิดของตัวอย่าง

- Serum

- Plasma

### 5. การเตรียมผู้ป่วย

-

### 6. ภาชนะบรรจุหรือสารที่ใช้เก็บตัวอย่าง

6.1 หลอดบรรจุเลือดที่ไม่มีสารกันเลือดแข็ง

6.2 หลอดบรรจุเลือดที่มี EDTA, Lithium heparin เป็นสารกันเลือดแข็ง

### 7. เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาที่จำเป็น

7.1 ชุดทดสอบ ซีโรเดีย-เอชไอวี 1/2 มิกซ์


7.2 ไมโครเพลท ภาดหลุมก้นรูปตัวยู ("U" shaped FASTEC)

7.3 Autopipette ขนาด 10-100 µl และ Tip สำหรับหยดและเจือจางสิ่งส่ง ตรวจ

7.4 Autopipette ขนาด 100-1000 µl และ Tip สำหรับละลายผงเจลาติน

7.5 ถุงมือใช้ครั้ง เดียว / ภาชนะทิ้งขยะติดเชื้อ

7.6 นาฬิกาจับเวลา

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 5 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

## 8. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- 8.1 นํ้ายาทั้งหมดในชุดทดสอบ ใช้เพื่อวินิจฉัยภายนอกร่างกาย
- 8.2 สวมใส่ PPE ที่เหมาะสมทุกครั้ง ที่ต้องปฏิบัติงานกับสิ่งส่ง ตรวจผู้ป่วย
- 8.3 สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำการทดสอบตัวอย่างผู้ป่วยที่อาจจะมีโอกาสสัมผัสกับเลือดหรือนํ้าเหลืองของผู้ป่วยได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมือเป็นแผลหรือถลอกและต้องล้างมือด้วยสบู่หรือนํ้ายาฆ่าเชื้อก่อนใส่ถุงมือและหลังถอดถุงมือออกด้วยทุกครั้ง
- 8.4 เนื่องจากไม่มีชุดทดสอบใดให้หลักประกันความปลอดภัยว่าจะไม่มีเชื้อเอชไอวี เชื้อตับอักเสบบี หรือชนิดซี หรือเชื้ออื่นๆ จึงต้องระวังสิ่งส่ง ตรวจว่ามีโอกาสติดเชื้อได้และพึงปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง
- 8.5 ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังการปฏิบัติงานกับสิ่งส่ง ตรวจ ด้วย 70 % Alcohol และแอลกอฮอล์ เช่น Tip ด้วย นํ้ายาฆ่าเชื้อ Post-cresol (เตรียม 1 ชอง ต่อ นํ้า 0.5 ลิตร ความเข้มข้น 1%) ก่อนทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ
- 8.6 เครื่องมือเครื่องใช้ที่ จะต้องสัมผัสกับเลือดหรือนํ้าเหลืองของผู้ป่วย หลังทำการตรวจวิเคราะห์ต้องเช็ดและทำความสะอาดด้วย 70% Alcohol

## 9. ขั้นตอนการสอบเทียบ

Autopipette ได้รับการสอบเทียบโดย บริษัท ดอกเตอร์ คาไลเบรชั่น จำกัด นาฬิกาจับเวลา โดยเทียบเวลากับ สำนักงานสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) กำหนดการสอบเทียบปีละ 1 ครั้ง

## 10. วิธีปฏิบัติงาน

### 10.1 ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่าง การเก็บนํ้าเหลือง (Serum/Plasma)

#### 10.1.1 การเก็บตัวอย่างซีรัม (Serum)

- เจาะเลือด Clotted blood ประมาณ 3-5 ml (อย่างน้อย 2 ml) ตั้งทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ให้ นํ้าส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือเก็บเลือดที่ 2-8°C ไม่เกิน 24-48 ชั่วโมง
- ปั่นเลือดที่อุณหภูมิห้อง ด้วยความเร็ว 3000 rpm 10 นาที หากมีก้อน clot ให้แยกออกก่อนการตรวจ ตรวจภายใน 4 ชั่วโมง เก็บที่ 2-8°C หากนานกว่า 5 วัน เก็บที่ -20°C ไม่ควร freeze-thaw ซ้ำ

#### 10.1.2 การเก็บตัวอย่างพลาสมา (Plasma)

- เจาะเลือดใส่ที่มี EDTA เป็นสารกันเลือดแข็ง ประมาณ 3 ml ให้นำส่งห้องปฏิบัติการทันที หรือเก็บเลือดที่ 2-8°C ไม่เกิน 24-48 ชั่วโมง
- ปั่นเลือดที่อุณหภูมิห้อง ด้วยความเร็ว 3000 rpm 10 นาที ตรวจภายใน 4 ชั่วโมง เก็บที่ 2-8°C หากนานกว่า 5 วัน เก็บที่ -20°C ไม่ควร freeze-thaw ซ้ำ


### 10.2 ขั้นตอนการเตรียมนํ้ายา

สารแขวนตะกอน (suspension) ทั้ง sensitized particles และ control particles ต้องทำให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้โดยการเขย่าขวดก่อนนำมาใช้ทดสอบ ติดสติ๊กเกอร์ระบุ วันที่เติมเปิด/วันที่ Exp และผู้เตรียมก่อนนำมาใช้ต้องปล่อยให้นํ้ายามีอุณหภูมิเท่าอุณหภูมิห้องเสียก่อน (15-30°C) 15-30 นาที

การนํ้ายาที่อยู่ในชุดทดสอบ นํ้ายาที่อยู่ในชุดทดสอบมี 2 แบบ คือ

#### 1. นํ้ายาพร้อมใช้ได้ทันที มีดังนี้

- Reagent A : สารละลายอนุภาค (Reconstituting Solution)
- Reagent B : นํ้ายาเจือจางสิ่งส่งตรวจ (Sample diluent)
- Reagent E : สารควบคุมบวก (Positive control)

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 6 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

## 2. สารเคมีสำหรับทำละลาย

Reagent C : อนุภาคที่เคลือบด้วยแอนติเจน (sensitized particles)

ละลายด้วย Reconstituting Solution (reagent A) ให้ได้ปริมาตร 0.6 มิลลิลิตร สำหรับชุดทดสอบขนาด 100 การทดสอบ

Reagent D : อนุภาคควบคุม D (control particles)

ละลายด้วย reconstituting solution (reagent A) ให้ได้ปริมาตร 1 มิลลิลิตร สำหรับชุด ทดสอบขนาด 100 การทดสอบ

สภาพที่ใช้งานได้-การเก็บรักษา

ชุดทดสอบที่เปิดใช้งานแล้วให้เก็บที่ 2-10°C เก็บได้นานเท่ากับเวลาที่ระบุไว้ข้างขวด ยกเว้นน้ำยาดังนี้

Reagent C และ Reagent D จะคงสภาพใช้ได้ 14 วันหลังจากวันละลาย

## 10.3 ขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์

วิธีการทดสอบคัดกรองเชิงคุณภาพ (Qualitative Assay Method)

10.3.1 ใช้ Autopipette ดูด diluent 75 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 1 ของไมโครเพลทและอีก 25 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 2 และ 3

10.3.2 ใช้ Autopipette ดูด ซีรัมหรือพลาสมา 25 ไมโครลิตร ถ่ายลงหลุมที่ 1 ผสมกับของเหลวในหลุมโดยการดูดขึ้น และถ่ายลง 5 ถึง 6 ครั้ง จากนั้นดูดสารผสมนั้น 25 ไมโครลิตร ถ่ายลงในหลุมที่ 2 ผสมของเหลวในหลุมที่ 2 โดยการ ทำซ้ำเหมือนครั้งแรกแล้ว ถ่ายของผสมนั้น 25 ไมโครลิตรลงหลุมที่ 3 ผสมให้เข้ากันโดยทำเช่นเดิมแล้วดูดทิ้งไป 25 ไมโครลิตร

10.3.3 ใช้ Autopipette ดูด control particles ที่เขย่าผสมแล้ว หยด 25 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 2 และดูด sensitized particles ที่เขย่าผสมแล้ว หยด 25 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 3

10.3.4 ทำการผสมส่วนผสมทั้งหมดในไมโครเพลทให้เข้ากันอย่างสม่ำเสมอโดยให้เคาะไมโครเพลทเบาๆ 5-6 ครั้ง หากผา ครอบถาดหลุมแล้วนำไปวางไว้ที่ปราศจากการสั่นสะเทือน ที่อุณหภูมิห้อง (15-30 °C) เป็นเวลา 2 ชั่วโมงแล้วอ่าน ผล ผล สามารถอ่านได้หลัง 24 ชั่วโมง โดยที่รูปแบบการเกาะกลุ่มไม่เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด


ตาราง การทดสอบคัดกรองในเชิงคุณภาพ (Qualitative Test Procedure)

ตำแหน่งหลุม	1	2	3
น้ำยาเจือจางสิ่งส่งตรวจ (Serum diluent) (µl)	75	25	25
สิ่งส่งตรวจ (Specimen) (µl)	25	25	25
ความเจือจางของสิ่งส่งตรวจ (Specimen dilution)	1:4	1:8	1:16
อนุภาคควบคุม (Control particles) (µl)		25	
อนุภาคที่เคลือบด้วยแอนติเจน (Sensitized particles) (µl)			25
ความเจือจางสุดท้าย		1:16	1:32
ผสมให้เข้ากันโดยใช้ plate mixer (automatic vibratory shaker)			
ปิดหรือครอบเพลท รออ่านผล 2 ชั่วโมง			
แปลผล			

ทิ้งไป 25 µl

## 10.3.5 ระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังตรวจวิเคราะห์

- Primary tube เก็บ 7 วัน
- Serum / Plasma รายงานผล Negative เก็บ 7 วัน
- Serum / Plasma รายงานผล Reactive เก็บ 1 ปี

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 7 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

#### 10.4 ขั้นตอนการรายงานผล

บันทึกผลการตรวจลงใน แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์ าน Serology (F-AIDS STI-030)

#### 11. วิธีการควบคุมคุณภาพ

การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal quality control: IQC)

- Anti-HIV Serodia (GPA) ทำการทดสอบ IQC โดยทำทุกครั้งเมื่อมีรายบวก พร้อมบันทึกการทดสอบลงในแบบ บันทึก IQC (F-LAB-004) และเก็บผลการทดสอบในแฟ้ม IQC-Anti-HIV serodia

การควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance; EQA)

มีการควบคุมคุณภาพภายนอกจาก ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุบลราชธานี ปีละ 3 ครั้งๆ ละ 4 ตัวอย่าง บันทึกการทดสอบลงในแบบบันทึก แผนการรับส่ง EQA (F-AIDS/STI-011) และเก็บผลการทดสอบในแฟ้ม EQA-Anti-HIV

#### 12. สิ่งรบกวนของการตรวจวิเคราะห์

12.1 พลาสมา หรือซีรัม ที่ปนเปื้อน หรือที่มีไขมันสูง หรือ ที่มีเม็ดเลือดแดงตกปอนอยู่ จะรบกวนการอ่านผลปฏิกิริยา

12.2 สิ่งส่งตรวจแต่ละตัวอย่างที่ทดสอบแบบ semi-quantitative หรือ qualitative ต้องได้ผลทดสอบเป็นลบกับ control particles (ที่ 1:16 final dilution)

12.3 ส่วนผสมของ sample diluent ทั้งกับ sensitized particles และ control particles ที่ผสมแล้วจะต้องไม่เกิดปฏิกิริยา (-) ทุกครั้งที่ทดสอบ (reagent control)

12.4 ในการทดสอบ semi-quantitative ผลของ positive control ทุกครั้งอยู่ที่ final dilution 1:128 (+- 1 dilution)

12.5 หากผลการทดสอบมีปฏิกิริยา (Reactive) ควรทำการทดสอบอีก 2 วิธี เพื่อยืนยันต่อไป

#### 13. ค่าความแน่นอนของการวัด

-

#### 14. คำอ้างอิง

Negative

#### 15. การรายงานผล / การคำนวณผล

อนุภาครวมกันตรงกลางเป็นกระดุมรูปก้นหลุม มีขอบนอกกลมเรียบคมชัด = Non-reactive

อนุภาคเกาะกลุ่มกันหนาแน่นแผ่ทั่วก้นหลุมอย่างสม่ำเสมอ = Reactive

อนุภาครวมกันเป็นรูปร่างวงแหวนเล็กหนาที่ก้นหลุม มีขอบนอกกลมเรียบคมชัด = Inconclusive

การอ่านและการแปลผลการเกาะกลุ่ม

การก่ตัวของอนุภาค	การอ่าน	การแปลผล
อนุภาครวมกันตรงกลางเป็นกระดุมรูปก้นหลุม มีขอบนอกกลมเรียบคมชัด	(-)	ผลลบ
อนุภาครวมกันเป็นรูปร่างวงแหวนเล็กหนาที่ก้นหลุม มีขอบนอกกลมเรียบคมชัด	(±)	ผลกำกวม
อนุภาคก่ตัวเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ มีขอบนอกไม่เรียบ มีการเกาะกลุ่มผิวภายนอก	(+)	ผลบวก
อนุภาคเกาะกลุ่มกันหนาแน่นแผ่ทั่วก้นหลุมอย่างสม่ำเสมอ	(++)	



 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 8 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

ผลการตรวจและรายงานต่างๆ ต้องรักษาไว้เป็นความลับ วิธีการรายงานผลมีดังนี้

1. รายงานผลเป็นลบ (Anti-HIV Negative) เมื่อผลการตรวจโดยชุดตรวจแรก ไม่มีปฏิกิริยา (non-reactive)
2. รายงานผลเป็นบวก (Anti-HIV Positive) เมื่อผลการตรวจทั้ง 3 ชุดตรวจโดยห้องปฏิบัติการเดียวกันให้ผลมีปฏิกิริยา (reactive) ตรงกัน
3. รายงานผล สรุปลงไม่ได้ว่าติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อ (Inconclusive) เมื่อผลการตรวจทั้ง 3 วิธี ไม่ตรงกัน

#### 16. คำแนะนำกรณีผลไม่อยู่ในช่วงการวัด

วิธีปฏิบัติเพื่อการดูดซับ (absorption procedure) ในกรณีที่สิ่งส่งตรวจทำให้เกิดปฏิกิริยาการเกาะกลุ่ม ( $\pm$  หรือ positive) กับทั้ง control และ sensitized particles สมควรนำมาทดสอบใหม่ ดังนี้


- a) เติม control particle ที่ผสมแล้ว 0.35 มิลลิลิตร (350 ไมโครลิตร) ลงในหลอดทดลองขนาดเล็ก
- b) เติมสิ่งส่งตรวจ 50 ไมโครลิตร ลงในหลอดทดลองนั้น ผสมให้เข้ากันด้วย vortex mixer ตั้งทิ้งที่อุณหภูมิห้อง (15-30°C) อย่างน้อย 20 นาที
- c) นำไปปั่นแยกโดยใช้ความเร็วรอบ 2000 rpm นาน 5 นาที นำส่วนใสข้างบน (1:8 specimen dilution) 50 ไมโครลิตร เติมลงในไมโครเพลท หลุมที่ 2
- d) เติม sample diluent 25 ไมโครลิตร ลงในหลุมที่ 3 และหลุมอื่นๆจนถึงหลุมที่ 12 แล้วทำการถ่ายสิ่งส่งตรวจ จากหลุมที่ 2 ปริมาตร 25 ไมโครลิตร ไปยังหลุมที่ 3 แล้วผสมให้เข้ากันให้ดี ตามแนวทางการทดสอบคัดกรอง เชิงปริมาณ (quantitative assay) ทำการถ่ายจากหลุมที่ 3 ไปยังหลุมอื่นในทำนองเดียวกันจนครบหลุมที่ 12 เพื่อให้ได้ 2-fold dilution

ตามตาราง

ตำแหน่งหลุม	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
น้ำยาเจือจางสิ่งส่งตรวจ (Serum diluent) ( $\mu$ l)	75	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
สิ่งส่งตรวจ หรือสารควบคุมบวก (Specimen or Positive control)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
ความเจือจางของสิ่งส่งตรวจ (Specimen dilution)	1:4		1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096	1:8192
อนุภาคควบคุม (Control particles)		25										
อนุภาคที่เคลือบด้วยแอนติเจน (Sensitized particles) ( $\mu$ l)			25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
ความเจือจางสุดท้าย (Final dilution)		1:16	1:32	1:64	1:128	1:256	1:512	1:1024	1:2048	1:4096	1:8192	1:16384
ดำเนินการเจือจางตัวอย่างจากหลุมที่ 2-12												
ผสมให้เข้ากันโดยให้เคาะไมโครเพลทเบาๆ 5-6 ครั้ง ปิดหรือครอบเพลท รออ่านผล 2 ชั่วโมง												
แปลผล												

ดูดทิ้ง  
25  $\mu$ l



 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 9 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

## 17. คำวิฤต

-

## 18. การแปลผล

อนุภาคควบคุม	อนุภาคที่เคลือบด้วยแอนติเจน	ผลการทดสอบ
-	+	Positive (บวก)
-	-	Negative (ลบ)
+	-	Negative (ลบ)
+	+	Indeterminate (กำกวม)
หลังจากผ่านกระบวนการดูดซับ*		
-	+	Positive (บวก)
-	-	Negative (ลบ)

เกณฑ์การแปลผล (Interpretation Criteria)

\* บางสิ่งส่งตรวจอาจต้องการ กระบวนการดูดซับ (absorption) 2 ครั้ง

### เกณฑ์การแปลผล

สิ่งส่งตรวจใดไม่ทำปฏิกิริยาต่อ control particles (final dilution 1:16) แต่ทำปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับ sensitized particles (final dilution 1:32 หรือมากกว่า) เป็นการแสดงว่าการทดสอบให้ปฏิกิริยาเป็นบวกต่อเอชไอวี (positive reaction to HIV)

สิ่งส่งตรวจใดทำปฏิกิริยา (reactive) ต่อ control particles แต่ไม่ทำปฏิกิริยาการเกาะกลุ่มกับ sensitized particles ให้พิจารณาว่า การทดสอบให้ปฏิกิริยาลบต่อเอชไอวี (negative reaction to HIV)

## 19. แหล่งที่มาของค่าแปรปรวน


19.1 แยกซีรัมหรือพลาสมาออกจากเลือดแข็งตัว (clot) หรือ เม็ดเลือดแดงโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงการแตกของเม็ดเลือดแดงอันจะรบกวนการทดสอบ ตัวอย่างที่ขึ้นควรทำให้ใสโดยการปั่นแยกออกก่อนการทดสอบ ชิ้นส่วนของ fibrin หรือตะกอน อาจให้ผลบวกปลอมได้

19.2 ไม่ควรใช้สิ่งส่งตรวจทั้งพลาสมา หรือ ซีรัมที่ปั่นเป็นก้อน หรือที่มีไขมันสูง หรือที่มีเม็ดเลือดแดงแตกปน


19.3 การตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวี แม้ว่าจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้สามารถรายงานผลได้อย่างถูกต้องแม่นยำ อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติอาจพบการแปลผลที่สรุปผลไม่ได้ (inconclusive) เนื่องจากปัจจัยหลายอย่างตั้งแต่ธรรมชาติ และ ระยะเวลาของการติดเชื้อ ซึ่งระยะแรกของการติดเชื้ออาจพบแอนติบอดีในระดับต่ำ ต้องอาศัยการตรวจหา HIV genome

## 20. เอกสารอ้างอิง / เอกสารที่เกี่ยวข้อง


- |  |                   |
|--|-------------------|
| 20.1 ชุดตรวจ Serodia HIV1/2 Mix  | (SD-AIDS/STI-001) |
| 20.2 ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs Lab)                  | (F-AIDS/STI-034)  |
| 20.3 แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจวิเคราะห์งาน Serology                                    | (F-AIDS STI-030)  |
| 20.4 แบบบันทึกรับ-ส่ง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  | (F-AIDS/STI-032)  |
| 20.5 แบบบันทึก IQC   | (F-LAB-004)       |
| 20.6 แบบบันทึก แผนการรับส่ง EQA  | (F- AIDS/STI-011) |
| 20.7 แนวทางการตรวจวินิจฉัย รักษา และป้องกัน การติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทยปี 2564/2565 | (SD-DPC10lab-289) |

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	หน้าที่ 10 จาก 13  ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

แนวทางการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีอายุ 24 เดือนขึ้นไป  
โดยใช้ชุดตรวจที่ตรวจได้เฉพาะแอนติบอดีเป็นชุดตรวจกรองที่ 1



หมายเหตุ A1 =Alere Determine HIV1/2, A2= bioline HIV-1/2, A3 = Gel Particle-Agglutination (GPA)


 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 11 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค


- (1) A1, A2 และ A3 หมายถึงชุดตรวจกรองที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ โดยเป็นชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีที่สามารถ ตรวจได้ เฉพาะแอนติบอดีอย่างเดียวและต้องมีแอนติเจนสำหรับตรวจหาแอนติบอดีแตกต่างกันใน A1, A2 และ A3 โดยชุดตรวจ A1 มีความไวสูงสุด และชุดตรวจ A2 และ A3 มีความจำเพาะสูงขึ้นตามลำดับ
- (2) ในกรณีผลบวก (positive) ให้รายงานผลตรวจให้กับผู้เกี่ยวข้องแล้วตรวจสอบประวัติหากพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อราย ใหม่หรือตรวจ เป็นครั้งแรก (newly diagnosed) ควรแนะนำให้เจาะเลือดตัวอย่างที่ 2 เพื่อยืนยันตัวบุคคล โดยใช้ ชุดตรวจกรองเดิม อย่างน้อย 1 วิธี
- (3) การรายงานผลสรุปผลไม่ได้ (inconclusive) ให้ติดตามผู้รับบริการตรวจซ้ำที่ 2 สัปดาห์โดยทดสอบใหม่ตามลำดับ ขั้นตอน A1, A2 และ A3 เช่นเดิม หากผลการตรวจเป็น “สรุปผลไม่ได้” เหมือนเดิม ให้สรุปผล “ตรวจไม่พบการ ติดเชื้อเอชไอวี”



 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011 วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567 แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 12 จาก 13
	กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ

แนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีทางห้องปฏิบัติการในเด็กที่ อายุต่ำกว่า 24 เดือน



 กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจแอนติบอดี ต่อเอชไอวี ด้วย วิธี Gel Particle- Agglutination (serodia HIV 1/2 มิกซ์)	รหัส WI-AIDS/STI-011
		วันที่ประกาศใช้ 1 กุมภาพันธ์ 2567
		แก้ไขครั้งที่ 05
		หน้าที่ 13 จาก 13
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการ งานตรวจหา ปริมาณไวรัส HIV/HCV/HBV ฯ	ผู้อนุมัติ : หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางกรมแพทย์ด้านควบคุมโรค

หมายเหตุ A1 = Alere Determine HIV1/2, A2 = bioline HIV-1/2, A3 = Gel Particle-Agglutination (GPA)

- (1) ในกรณีไม่ทราบประวัติการติดเชื้อเอชไอวีของแม่ สามารถใช้วิธี การตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีเพื่อช่วยในการวินิจฉัย หากผลการตรวจไม่มีปฏิกิริยาแสดงว่าเด็กไม่ติดเชื้อ แต่หากผลการตรวจมีปฏิกิริยา และเด็กมีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ให้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงด้วยวิธี DNA PCR ต่อ ไป
- (2) วิธีการตรวจหาเชื้อไวรัสโดยตรงโดยวิธี DNA PCR หรือ NAT เชิงคุณภาพมีด้วยกันหลายวิธี ผู้ใช้ควรศึกษาวิธีการแปลผลให้เข้าใจก่อน นำไปใช้ในการวินิจฉัย
- (3) เมื่อทำการตรวจเด็กอายุ 4 สัปดาห์ขึ้นไป เฉพาะเด็กที่คลอดจากแม่ที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) ผลการตรวจ DNA PCR เมื่อเป็นทารกอายุ 0-7 วัน จะไม่นำ “ผลลบ” มาใช้นับจำนวนครั้ง (4) เด็กมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อ (high risk) ได้แก่ VL ของแม่ใกล้คลอด >50 copies/mL แม้ไม่ได้กินยา หรือ กินยาไม่สม่ำเสมอ หรือ กินยาต่อเนื่องน้อยกว่า 12 สัปดาห์ เด็กกินนมแม่ที่ติดเชื้อในระยะ เย็นบพลัน
- (5) เด็กมีความเสี่ยงทั่วไป (standard risk) ได้แก่ VL ของแม่ใกล้คลอด ≤ 50 copies/mL แม่กินยาสูตร 3 ตัว และกินยาสม่ำเสมอ และกินยาต่อเนื่องมากกว่า 12 สัปดาห์ (6) เด็กทุกรายที่รายงานผลการติดเชื้อเอชไอวีจากการตรวจ DNA PCR ให้ตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีซ้ำอีกครั้ง เมื่อเด็กมีอายุ 18-24 เดือนขึ้นไป เพื่อเป็นหลักฐานด้านการวินิจฉัย และการรักษาแล้วไม่ว่าผล การตรวจแอนติบอดีจะเป็นบวกหรือลบ ให้คงการรักษาเด็กด้วยยาต้านเอชไอวีต่อไป
- (7) เด็กที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เด็กได้รับยาต้านเอชไอวี และให้ตรวจแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีซ้ำอีกครั้งเมื่อเด็กมีอายุ 18-24 เดือนขึ้นไป เพื่อเป็นหลักฐานด้านการการวินิจฉัยและ การรักษา แล้ว ไม่ว่าจะผลการตรวจแอนติบอดีจะเป็นบวกหรือลบให้คงการรักษาเด็กด้วยยาต้านเอชไอวีต่อไป
- 8) หากเป็นเด็กอายุ 24 เดือนขึ้นไป ให้ใช้แนวทางเดียวกันกับแนวทางการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวี ตามแผนภูมิ
- (9) เด็กอายุ 12-24 เดือน ที่ผลการตรวจ Anti-HIV เป็นบวก หากสงสัยว่ามีการติดเชื้อเอชไอวี และยังไม่เคยได้รับการตรวจ HIV DNA PCR มาก่อน ให้ส่งตรวจ HIV DNA PCR เพื่อยืนยันการวินิจฉัย ถ้าผล PCR เป็นบวก แสดงว่าติดเชื้อ ให้ทำการรักษาโดยเร็ว ถ้าผลเป็นลบให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- (10) การตรวจด้วยชุดตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีด้วยน้ำยาที่มีแอนติเจนต่างกัน 3 วิธี และให้ผลมีปฏิกิริยาทั้ง 3 วิธี รวมทั้งมีการตรวจซ้ำด้วยเลือดครั้งที่ 2 หากเป็นการตรวจครั้งแรกหรือยังไม่มีการตาม ดูละเอียดของแพทย์
- (11) กรณีที่ผล PCR ได้ผลบวก 2 ครั้งและเด็กได้รับยาสม่ำเสมอ แต่ตรวจหาแอนติบอดีต่อเชื้อเอชไอวีแล้วได้ผล “ไม่มีปฏิกิริยา” ให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ
- (12) ก่อนการแปลผลว่า “ไม่ติดเชื้อเอชไอวี” ควรตรวจสอบว่าเด็กไม่ได้กินนมแม่มาแล้วอย่างน้อย 6

\*เนื่องจากปัจจุบันชุดตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีมีความไวเพิ่มมากขึ้น ทำให้สามารถตรวจปริมาณแอนติบอดีในระดับต่ำๆได้ ดังนั้น แอนติบอดีของแม่ที่ยังค้างในเลือดของลูกถึงแม้จะมีระดับต่ำ แต่อาจให้ผลบวกกับชุดตรวจในปัจจุบันนี้ได้ จนเด็กมีอายุได้ 18-24 เดือน\*