



 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 1 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

<p>ผู้จัดทำ</p>  <p>.....</p> <p>(ทนาย.สุตารัตน์ กิ่งผา)</p>
<p>ตำแหน่ง ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา งานโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ โรคติดต่อมาโดยแมลง และงานโรคอุบัติใหม่ อับติซ้ำ</p>


<p>ผู้ทบทวน</p>  <p>.....</p> <p>(ทนาย.โสภิตา โสพิลา)</p>
<p>ตำแหน่ง ผู้จัดการวิชาการงานตรวจหาระดับเซลล์ซีดีสี่งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์</p>

<p>ผู้อนุมัติ</p>  <p>.....</p> <p>(ดร.ทนาย.วิภาวี แสนวงษา)</p>
<p>ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 3 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อไวรัสโรคนานาชาติ งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบ	4
2. หลักการและวิธีการที่ใช้ในการทดสอบ	4
3. ความไวและความจำเพาะของการตรวจวิเคราะห์	4
4. ประเภทหรือชนิดของตัวอย่าง	4
5. การเตรียมผู้ป่วย	5
6. ภาชนะบรรจุหรือสารที่ใช้เก็บตัวอย่าง	5
7. เครื่องมืออุปกรณ์และน้ำยาที่ใช้	5
8. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย	5
9. ขั้นตอนการสอบเทียบ	5
10. วิธีปฏิบัติงาน	6
11. วิธีการควบคุมคุณภาพ	16
12. ข้อจำกัดและสิ่งรบกวนของการตรวจวิเคราะห์	18
13. ค่าความไม่แน่นอนของการวัด	18
14. ค่าอ้างอิง	18
15. การรายงานผล / การคำนวณผล	18
16. คำแนะนำกรณีผลไม่อยู่ในช่วงการวัด	18
17. ค่าวิกฤต	18
18. การแปลผล	19
19. แหล่งที่มาของค่าแปรปรวน	21
20. เอกสารที่เกี่ยวข้อง / เอกสารอ้างอิง	21

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 4 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิคุ้มกันโรคนานาชาติ งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction)

เรื่อง การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน

1. วัตถุประสงค์ของการทดสอบ

อธิบายขั้นตอนการเตรียมอาหารที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเชื้อ *Neisseria gonorrhoeae* และพิสูจน์ความไวของเชื้อหนองใน รวมทั้งการทดสอบการปนเปื้อนและคุณภาพของอาหารเลี้ยงเชื้อ

เพื่อใช้เป็นแนวทางมาตรฐานของห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ในการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อได้อย่างถูกต้องเพื่อผลการตรวจที่มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ทำให้การปฏิบัติงานมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. หลักการและวิธีการที่ใช้ในการทดสอบ

หนองในเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย อาการมักรุนแรงและชัดเจน จนผู้ป่วยต้องมาพบแพทย์ หากทิ้งไว้ไม่รักษาอาการดีขึ้นได้เองเล็กน้อยแต่ตัวโรคงยังคงเป็นอยู่ และทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ ได้แก่ ภาวะมีบุตรยากทั้งหญิงและชาย ปวดท้องน้อยเรื้อรัง และการตั้งครรภ์นอกโพรงมดลูก

โรคหนองใน (Gonorrhoea) เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อ *Neisseria gonorrhoeae* ซึ่งสามารถตรวจพบได้ในน้ำอสุจิ และสารน้ำในช่องคลอด จึงถ่ายทอดผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก และสามารถถ่ายทอดได้บ้างโดยการสัมผัสโดยตรง เช่น ทารกที่คลอดผ่านทางช่องคลอดของมารดาที่ติดเชื้อ ทำให้เกิดการติดเชื้อที่เยื่อปอด


นอกจากนี้เชื้อหนองในยังสามารถพบที่เซลล์ของปากมดลูก ท่อปัสสาวะ ทวารหนักและช่องคลอดได้อีกด้วย ในสตรี เชื้อสามารถแพร่จากช่องคลอดไปทวารหนักได้เองโดยไม่ต้องมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก สำหรับการมีเพศสัมพันธ์โดยใช้มือหรือนิ้วช่วย ยังไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อได้ กิจกรรมต่อไปนี้ ไม่ทำให้เกิดการถ่ายทอดเชื้อหนองใน ได้แก่ กอดจูบ ใช้ห้องน้ำหรือผ้าเช็ดตัวร่วมกัน การใช้สระว่ายน้ำร่วมกัน การใช้ห้องน้ำ หรือการใช้แก้วน้ำ จาน ชามร่วมกัน

3. ความไว และความจำเพาะของการตรวจวิเคราะห์

ขึ้นกับตำแหน่งและปริมาณเชื้อหนองใน พบว่าการตรวจที่บริเวณคอจะมีความแม่นยำน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม ไม่มีการตรวจใดให้ผล 100 % ดังนั้นหากท่านยังคงมีอาการอยู่ ทั้งที่ผลการตรวจทุกอย่างเป็นลบ แนะนำให้มาตรวจติดตามเพื่อประเมินซ้ำอีกครั้ง ในทางกลับกัน หากท่านไม่มีอาการแต่ผลตรวจของท่านเป็นบวก อาจเนื่องจาก คุณนอนของท่าน ผลเป็นบวก แนะนำให้พาคู่นอนมาตรวจด้วย

4. ประเภทหรือชนิดของตัวอย่าง

- 4.1 Vagina swab
- 4.2 Endocervix swab
- 4.3 Pus from Urethra
- 4.4 Pharynx swab (MSM)
- 4.5 Rectum swab
- 4.6 Abscess swab
- 4.7 Eye swab (กรณีเด็กติดจากแม่ขณะคลอด)

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 5 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

5. การเตรียมผู้ป่วย

-

6. ภาชนะบรรจุหรือสารที่ใช้เก็บตัวอย่าง

- Streak specimens on Bangrak I media
- Streak specimens on Chocolate agar

7. เครื่องมือ อุปกรณ์และน้ำยาที่จำเป็น


- 7.1 อาหารเลี้ยงเชื้อ และอาหารสำหรับทดสอบพิสูจน์เชื้อ
- 7.2 Loop
- 7.3 ตะเกียงไฟฟ้าสำหรับเผา loop
- 7.4 BSC class II
- 7.5 Incubator and candle jar
- 7.6 Autoclave and spore test
- 7.7 Water bath
- 7.8 กล้องจุลทรรศน์
- 7.9 30 %H₂O₂
- 7.10 1% Oxidase
- 7.11 สารละลาย กลูโคส มอลโตส ซูโครส
- 7.12 หลอดทดลอง
- 7.13 Cefinase disk
- 7.14 Forcep / Sterile swab

8. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

1. สวมใส่ PPE ที่เหมาะสม ทุกครั้งที่ต้องปฏิบัติงานกับสิ่งส่งตรวจผู้ป่วย
2. สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อทำการทดสอบตัวอย่างผู้ป่วย ที่อาจจะมีโอกาสสัมผัสกับเลือดหรือน้ำเหลืองของผู้ป่วยได้ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากมือเป็นแผลหรือถลอก) และต้องล้างมือด้วยสบู่หรือน้ำยาฆ่าเชื้อก่อนใส่ถุงมือและหลังถอดถุงมือด้วยทุกครั้ง
3. ทำความสะอาดพื้นที่ก่อนและหลังการปฏิบัติงานกับสิ่งส่งตรวจ ด้วย 70 % Alcohol และเช็ดอุปกรณ์ เช่น Tip ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ Pose-crezol (เตรียมทุกวัน 1 ชอง ต่อ น้ำ 1 ลิตร) ก่อนทิ้งเป็นขยะติดเชื้อ
4. เครื่องมือเครื่องใช้ที่จะต้องสัมผัสกับเลือดหรือน้ำเหลืองของผู้ป่วย หลังทำการตรวจวิเคราะห์ต้องเช็ดและทำความสะอาดด้วย 70 % Alcohol

9. ขั้นตอนการสอบเทียบ

-

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 6 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิโรคนานาชาติ งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

10. วิธีปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงและยืนยันเชื้อ *Neisseria gonorrhoeae*.

10.1 Prepare specimens

1. Streak specimens on Bangrak I media Streak รูปตัว Z (male) กรณีส่งตรวจเป็น female ให้แบ่งครึ่ง plate (U / C)
2. Cross streak specimen
3. Incubate at 36 ± 1 °C ที่ CO₂ 5% เป็นเวลา 24-48 ชั่วโมง



Incubate at 36 ± 1 °C,
CO₂ 5%, 48 hrs





10.2 Presumptive test

1. นำ Colony จาก male urethra ,urethra&endocervix (U/C) หรือ rectum, pharynx plate ที่เป็น pure colony มาทดสอบ ต่อไปนี้


ลักษณะ Colonial Morphology (pinkish-brown, mucoid, opaque)

- 1.1 Gram stain (Gram negative diplococci)
- 1.2 Oxidase test (purple - black)
- 1.3 Superoxol test (30% H₂O₂) (Positive 3+, 4+)




10.3 Subculture

1. นำ colony isolate จาก Bangrak I media มา subculture ลง chocolate agar 2 plate เพื่อใช้สำหรับ
 - 1.1 plate 1 เพื่อทดสอบการหมักน้ำตาลของ *N. gonorrhoeae* (RMCT) ซึ่งเป็นการทดสอบที่ใช้แยกระหว่าง *N. gonorrhoeae* กับ *N. species* อื่นๆ
 - 1.2 Plate 2 สำหรับเก็บเชื้อลง Skim milk (1 tube AST testing , 1 tube for preservative) เชื้อที่เก็บที่ -70°C อยู่ได้ 10 ปี เชื้อที่เก็บที่ -20°C อยู่ได้ 3 ปี

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 7 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>


2. นำ chocolate agar 2 plate นำเข้าเครื่อง incubator ที่ $36 \pm 1^\circ\text{C}$ ที่ CO_2 5% เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง (ประมาณ 20 ชั่วโมงเชื้อ growth สูงสุด , ที่ 24 ชั่วโมง เชื้อจะเหนียวและตายได้)



10.4 Confirmation and Preservation


ทดสอบการ Ferment น้ำตาล 4 ชนิด (Rapid Micro Carbohydrate Fermentation Test (RMCT) กรณีทดสอบ Biochem ควรเลือกทำจาก chocolate agar plate ที่ colony isolate โดยเชื้อจาก CA plate ประมาณ 1 loop ใส่ลงใน aliquot tube น้ำตาลทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ Glucose, Lactose, Maltose และ Sucrose (ประมาณ 200 μl) Vortex 1 รอบเพื่อให้เชื้อละลายเป็นเนื้อเดียวกัน นำเข้าเครื่อง incubator 4 ชั่วโมง แล้วอ่านผลการเปลี่ยนสี น้ำตาลจากสีชมพูส้ม เปลี่ยนเป็น สีเหลือง แสดงว่าเกิดการ ferment


N. gonorrhoeae จะสามารถ ferment เฉพาะน้ำตาล glucose เท่านั้น



β -lactamase test


การทดสอบ β -lactamase เป็นการทดสอบว่าเชื้อมีการดื้อยา penicillin หรือไม่ ทดสอบโดยหยด DW ลงที่ Cefinase disk_1 หยด แล้วเชื้อประมาณ 1/2 loop ลงบน disk สังเกตว่า disk ยา มีการเปลี่ยนสี จากเดิมสีขาว เป็น สีชมพู-แดง แสดงว่าเชื้อมีการสร้าง enzyme β -lactamase




 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 8 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิคุ้มกันวิทยา งานอนุชีวิวิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

Gram stain

เกลี่ยเชื้อ (smear) บนสไลด์ให้กระจายเป็นฟิล์มบางๆ ไม่ให้หนาแน่นมากเกินไปและปล่อยให้แห้งในอากาศ (air dry) นำไปย้อมสีแกรม ส่องภายใต้กล้องจุลทรรศน์



N. gonorrhoeae พบ gram negative diplococci แบคทีเรียรูปร่างกลมอยู่เป็นคู่ คล้ายเมล็ดถั่ว (coffee bean shape)



Oxidase Test


การทดสอบ oxidase test ทดสอบโดยการหยดน้ำยา 1% Oxidase ลงในกระดาษกรองให้พอเปียกเล็กน้อย เชื้อเชื้อประมาณ 1/2 loop ชีตลงบนกระดาษ สังเกตการณ์เปลี่ยนสีที่กระดาษกรอง




Positive → เปลี่ยนม่วงเข้ม-สีดำ
Negative → ไม่เปลี่ยนสี

Superoxal test

เชี่ยเชื้อ 1 loop ลงบน slide หยดน้ำยา 30% H₂O₂ 1 หยด สังเกตการเกิดปฏิกิริยา การเกิดฟองฟู




4+ = เกิดฟองฟูแรง
Negative = ไม่เกิดฟองฟู

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 9 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิโรคนานาชาติ งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

10.5 ขั้นตอนการทดสอบ Antimicrobial susceptibility test (AST)

1. Subculture

นำเชื้อ *N. gonorrhoeae* ที่เก็บที่ Skim milk (10% glycerol) มา streak ลงบน chocolate agar plate แล้วนำไปบ่มในตู้ incubate $36\pm 1^\circ\text{C}$ ที่ CO_2 5% เป็นเวลา 18-24 ชั่วโมง



N. gonorrhoeae in skim milk with 10% glycerol



Chocolate agar



Incubate at $36\pm 1^\circ\text{C}$, CO_2 5%, 18-24 hrs



2. Prepare suspension and inoculation

2.1 นำเชื้อ colony ที่ได้จาก CA plate ที่เวลา 18-24 ชั่วโมง ประมาณ 1/2 loop มาใส่ลงใน Tryptic soy broth (2ml) ให้ได้ความขุ่นเข้มข้นเทียบเท่ากับค่าความขุ่นมาตรฐาน 0.5 McFarland นำไป streak ลงใน GC agar base ต้อง streak ลง plate ภายใน 15 นาที หลังจากนำเชื้อลง Tryptic soy broth (2ml.) เนื่องจากเชื้ออาจมีการเจริญเติบโตขึ้นทำให้ความขุ่นไม่ได้ตามมาตรฐาน streak เสร็จวาง plate ทิ้งไว้ 5 นาที แล้ว วาง disk ยา (ข้อควรระวัง Ceftriaxone (TX) และ Cefixime (IX) ไม่ควรวางคู่กันใน plate เนื่องจาก Zone ของทั้งคู่กว้างมาก ยากต่อการอ่านผล)

2.2 นำเข้าตู้อบที่ 3-5 % ใน CO_2 นาน 18-24 ชั่วโมง



Colonies at 18-20 hrs.


Suspend isolated colonies
In 2.0 ml of Mueller-Hinton broth



Adjust the turbidity of the cell suspension
Equivalent to the turbidity of a 0.5 McFarland




GC Agar base




Incubate at $36\pm 1^\circ\text{C}$, CO_2 5%, 18-24 hrs




 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 10 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิคุ้มกันวิทยา งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

รูปแบบการวาง Disk ยา แบบ E-test




รูปแบบการวาง Disk ยา แบบ Disk



3. การอ่านผล

- 3.1 ตรวจสอบ Colonies ของเชื้อที่ทดสอบบนจานอาหารหลังเข้าตู้อบนาน 18-24 ชั่วโมง มีการเจริญเพียงพอหรือไม่ ตรวจสอบความคมชัดและจุดที่ชัดเจนของเชื้อที่ถูกยับยั้งในรูปลักษณะวงกลมรีคล้ายรูปไข่หรือรูปใบไม้
- 3.2 การอ่านค่า MIC ให้อ่าน (end point) ตรงบริเวณกลมรีตัดกับตัวเลขบน scale ของแผ่น E-test
- 3.3 การอ่านค่า MIC ที่ถูกต้องแน่นอน ควรดูบริเวณที่เชื้อถูกยับยั้งเป็นรูปวงกลมรีติดกับตัวเลขบน scale ทั้งสองข้าง ถ้าตัดตรงกันให้อ่านค่าตรงจุด scale ถ้าไม่ตรงกันให้อ่านตัวเลขที่อยู่สูงกว่า
- 3.4 ถ้าจุดตัดของเชื้อที่ถูกยับยั้งอยู่ตรงกึ่งกลางหรืออยู่ระหว่างตัวเลขด้านบนและด้านล่างให้อ่านค่า MIC ของตัวเลขด้านบน
- 3.5 บางครั้งอาจจะเกิด colonies ขนาดเล็กหรือใหญ่ของเชื้อที่ทดสอบ จำนวน 1-2 colonies หรือมากกว่า เจริญอยู่บริเวณเหนือ Ellipse ใกล้จุดตัดให้อ่านค่าตรงจุด colonies นั้น

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 11 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อวัณโรคแฝง งานอนุชีวิวิทยาฯ	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค


การอ่านผล Disk

การอ่านผล E test

Interpretive Categories		Zone Inhibition Diameters (nearest whole mm)				Equivalent MIC ($\mu\text{g/ml}$)			
		ATCC49226	S	I	R	ATCC49226	S	I	R
Penicillin	10 units	26-34	≥ 47	27-46	≤ 26	0.25-1	≤ 0.06	0.12-1	≥ 2
Ceftriaxone*	30 μg	39-51	≥ 35	-	-	0.004-0.016	≤ 0.25	-	-
Cefixime*	5 μg	37-45	≥ 31	-	-	0.004-0.03	≤ 0.25	-	-
Tetracycline	30 μg	30-42	≥ 38	31-37	≤ 30	0.25-1	≤ 0.25	0.5-1	≥ 2 (≥ 16 TRNG)
Ciprofloxacin	5 μg	48-58	≥ 41	28-40	≤ 27	0.001-0.008	≤ 0.06	0.12-0.5	≥ 1
Spectinomycin	100 μg	23-29	18	15-17	14	Aug-32	≤ 32	64	≥ 128
Azithromycin**			-	-	-	0.25-1	≤ 1 (WT)		≥ 2 (NWT)
Gentamycin***			-	-	-		≤ 4	8-16	≥ 32


Do IQC everytime at least 1 strain; ATCC49266. If IQC within range can read results of test.


- S = Susceptible
- I = Intermediate
- R = Resistant

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 12 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิโรคนานาชาติ งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยเชื้อหนองในศูนย์สาธิต

เจ้าหน้าที่คลินิกนิรนามนำ BI plate ที่ steak สิ่งส่งตรวจของผู้ป่วยใส่ใน candle jar แล้วนำมาเก็บใส่ใน Incubator ที่ห้องปฏิบัติการ ส่วนใบขอตรวจเก็บใส่ในกล่องรับใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์



 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 13 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

วิธีดำเนินการเมื่อได้รับเชื้อหนองในมาตรฐาน ATCC 49226

- เชื้อมาตรฐานจากบางรัก
- ↓
1. Sub culture ลง chocolate agar ครั้งที่ 1 จำนวน 2-3 plates แล้วบเพาะเชื้อ 24-48 hrs.

↓

 2. Sub culture ลง chocolate agar ครั้งที่ 2 จำนวน 10-20 plates แล้วบเพาะเชื้อ 24-48 hrs.

↓

 3. เก็บเชื้อที่ได้จากการ sub culture ครั้งที่ 2 ใส่ใน skim milk (1 plate/1 หลอด skim milk)

↓

 4. เก็บหลอด skim milk ที่มีเชื้อมาตรฐานที่ -20°C หรือ -70°C (เก็บได้นาน 1 ปี)

การนำมาเชื้อใช้งาน

- นำเชื้อมาตรฐานในข้อ 4 มา Sub culture ใน chocolate agar ครั้งที่ 1 (ยังใช้งานไม่ได้) แล้วบเพาะเชื้อ 24-48 hrs.
- ↓
- Sub culture ใน chocolate agar ครั้งที่ 2 แล้วบเพาะเชื้อ 24-48 hrs.
- ↓
- นำมาใช้งานได้

ขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับเชื้อหนองใน


1. ขั้นตอนการเตรียม Bangrak I Media ปริมาตร 1 ลิตร

1.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. เครื่องชั่งละเอียด
2. Erlenmeyer flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 2 ขวด
3. เครื่อง autoclave
4. water bath
5. GC agar base
6. Hemoglobin
7. Distilled water
8. Bangrak I enrichment 5.0 ml.
9. 25% dextrose 5.0 ml.
10. ACLT Inhibitor ปริมาตร 10 มิลลิลิตร

1.2 วิธีทำ

1. ชั่ง GC Medium Base 36 g ใส่ใน Erlenmeyer flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่น 480 มิลลิลิตร
2. ชั่ง Hemoglobin 10 g ใส่ใน Erlenmeyer flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร ทำให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้การเครื่องเขย่า นาน 1-2 ชม.
3. Autoclave ที่ 120°C 15lb นาน 15 นาที นำมาลดอุณหภูมิที่ $50-56^{\circ}\text{C}$ ใน water bath นาน 1 ชั่วโมง
4. เมื่ออุณหภูมิลดลง ที่ 56°C ผสม Enrichment และ 25% Dextrose ให้เข้ากันใน GC Medium Base flask
5. เติม 1% ACLT inhibitor ใส่ใน GC Medium Base flask ผสมให้เข้ากัน

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 14 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยาฯ	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

- เติม Hemoglobin ลงใน GC Medium Base flask ผสมให้เข้ากัน
- ใช้เครื่องบรรจุ ดูดลง Sterile Petri dish ให้ได้ปริมาตร 20 ml/plate
- ตั้งไว้นานอาหารแข็งตัวดี ประมาณ 2 ชั่วโมง ตัดสต็อกเกอร์ วันที่เตรียม ซึ้ออาหาร และผู้เตรียม เก็บใส่ตู้เย็นที่ 2-8°C เก็บได้นาน 30 วัน

2. ขั้นตอนการเตรียม Chocolate Agar ปริมาตร 1 ลิตร

2.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

- เครื่องชั่งละเอียด
- Erlenmeyer flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 2 ขวด
- เครื่อง autoclave
- water bath
- GC agar base
- Hemoglobin
- Distilled water
- Bangrak I enrichment 5.0 ml.
- 25% dextrose 5.0 ml.


2.2 วิธีทำ

- ชั่ง GC medium base 36g ใส่ Erlenmeyer flask ขนาด 1,000ml เติมน้ำกลั่น 490ml
- ชั่ง Hemoglobin 10 g ใส่ใน Erlenmeyer flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร เติมน้ำกลั่น 500 มิลลิลิตร ทำให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้การเครื่องเขย่า นาน 1-2 ชม.
- Autoclave ที่ 121°C 1lb นาน 15 นาที นำมาลดอุณหภูมิที่ 50-56°C ใน water bath นาน 1 ชั่วโมง
- เมื่ออุณหภูมิลดตามที่ต้องการ ผสม Enrichment และ 25% Dextrose ให้เข้ากันใส่ใน GC Medium Base flask
- เติม Hemoglobin ลงใน GC Medium Base flask ผสมให้เข้ากัน
- ใช้เครื่องบรรจุ ดูดลง Sterile Petri dish ให้ได้ปริมาตร 20 ml/plate
- ตั้งไว้นานอาหารแข็งตัวดี ประมาณ 2 ชั่วโมง ตัดสต็อกเกอร์ วันที่เตรียม ซึ้ออาหาร และผู้เตรียม เก็บใส่ตู้เย็นที่ 2-8°C เก็บได้นาน 30 วัน

3. ขั้นตอนการเตรียม GC Agar 1 +% growth supplement ปริมาตร 1 ลิตร

3.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

- เครื่องชั่งละเอียด
- Erlenmeyer flask ขนาด 1,000 มิลลิลิตร 1 ขวด
- เครื่อง autoclave
- water bath
- GC agar base
- Distilled water
- Bangrak I enrichment 5.0 ml.
- 25% dextrose 5.0 ml.

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 15 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

3.2 วิธีทำ

1. ชั่ง 36 g GC Medium Base Erlenmeyer flask ขนาด 1,000 ml
2. เติมน้ำกลั่น 990 ml ทำให้ละลายเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้เครื่องเขย่า นาน 1-2 ชม.
3. นำ GC Medium Base เข้า Autoclave ที่ °121C 15lb นาน 15 นาที
4. นำ GC Medium Base flask มาลดอุณหภูมิที่ 55°C ใน water bath นาน 1 hr.
5. ผสม Enrichment และ 25% Dextrose ให้เข้ากันใส่ใน GC Medium Base flask
6. ใช้เครื่องบรรจุ คูลดลง Sterile Petri dish ให้ได้ปริมาตร 20 ml/plate
7. ตั้งไว้จนอาหารแข็งตัวดี ประมาณ ชั่วโมง 2 ติดสติ๊กเกอร์ วันที่เตรียม ซื่ออาหาร และผู้เตรียม เก็บใส่ตู้เย็นที่ 2-8°C เก็บได้นาน 30 วัน

4. การเตรียม skim milk (10% glycerol+10% skim milk) สำหรับเก็บเชื้อหนองใน

4.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. Skim milk 5 g
2. DW 45 ml
3. Glycerol 5 ml
4. Screw cap tube ขนาด 2 ml
5. Auto pipette & filter tip

4.2 วิธีทำ

1. ชวด skim milk 5 g
2. เติมน้ำกลั่น (DW) 45 ml
3. เติมน้ำ glycerol 5 ml คนให้เข้ากัน
4. แบ่งใส่ screw cap tube 1 ml ปิดฝาแบบหลวมๆ จะได้ประมาณ 50 vials
5. นำเข้าอบใน autoclave (121 °C 15 lb.) นาน 15 นาที
6. ปิดฝาหลอดให้แน่น เก็บไว้ที่ตู้เย็น (4-8 °C) ได้นาน 1-2 เดือน
- 7.


5. การเตรียม Tryptic soy broth

5.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. ชวด Tryptic soy Broth
2. DW 100 ml
3. tube ฝาสีดำ
4. Auto pipette & filter tip

5.2 วิธีทำ

1. ชั่ง Tryptic soy broth 10 g. เติมน้ำกลั่น 240 ml. นำ flask เข้า Autoclave ที่ °121C 15 lb 15 นาที
2. ใช้ Auto pipette คูลดลง tube ฝาดำ ให้ได้ปริมาตร 2 ml/tube
3. ติดสติ๊กเกอร์ วันที่เตรียม ซื่ออาหาร และผู้เตรียม เก็บใส่ตู้เย็นที่ 2-8°C เก็บได้นาน 30 วัน

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 16 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีวิวิทยาฯ	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

6. การเตรียม Oxidase test

6.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. น้ายา 1% Oxidase 0.05 g
2. DW 5 ml
3. Syring ขนาด 5ml

6.2 วิธีทำ

1. นำน้ายา 1% Oxidase ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้อง
2. ใช้ syring ดูดน้ำกลั่น (DW) 5 ml ผสมให้เข้ากัน
3. กรองให้น้ำยามีสีใส หรือใช้สำลีอุดขวดก่อนใช้
4. เก็บไว้ที่ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 °C ได้นาน 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน

7. การเตรียม 30% superoxol test (30% H₂O₂)

7.1 วัสดุอุปกรณ์และสารเคมี

1. Ready to use
2. เก็บไว้ที่ตู้เย็น อุณหภูมิ 2-8 °C ได้นาน 1 ปี

ระยะเวลาการเก็บสิ่งส่งตรวจหลังตรวจวิเคราะห์

- plate เพาะเชื้อ ทิ้งขยะในถังติดเชื้อ หลังจากอ่านผล 48 ชม.
- เชื้อหนองใน ใน skimmilk แช่ที่ อุณหภูมิ -20 °C เก็บนาน 3 ปี

11. วิธีการควบคุมคุณภาพ


11.1 การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal quality control: IQC)

การทดสอบการปนเปื้อนของอาหารเลี้ยงเชื้อ

- นำอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียมไว้ 1-2 จานใส่ตลับเพาะเชื้อ 35-37 °c นาน 24 ชั่วโมง ให้สังเกตบนหน้าอาหารมีการเจริญเติบโตของเชื้ออื่นหรือไม่หากมีเชื้ออื่นขึ้นบนอาหารเลี้ยงเชื้อที่เตรียม อาหารเลี้ยงเชื้อทั้งชุดใช้ไม่ได้
- บันทึกการทดสอบคุณภาพอาหารในแบบบันทึกการทดสอบการปนเปื้อนอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อหนองใน (F-AIDS/STI-036)
- กรณีพบการปนเปื้อน (contamination) ให้ทิ้งอาหารที่เตรียมของรอบนั้นทั้งหมด โดยทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อ และกำจัดตามแนวทางใน วิธีปฏิบัติเรื่อง คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (WI-LAB-004)

การทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน

ทุกครั้งที่เตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อหนองใน ต้องมีการทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อโดยใช้เชื้อหนองในมาตรฐาน (ATCC 49226) หรือที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเชื้อหนองใน มา streak ลง plate อาหารที่เตรียมได้ จำนวน 1 plate จากนั้นนำไปอบเพาะเลี้ยงที่ตู้ incubator 35-37 °c นาน 24-48 ชั่วโมง จากนั้นอ่านผลการทดสอบ โดยหากพบการเจริญของเชื้อหนองใน และไม่มี การปนเปื้อนของเชื้ออื่น แสดงว่าสามารถใช้อาหาร lot นั้นได้ แต่หากไม่พบการเจริญของเชื้อหนองใน แสดงว่าคุณภาพอาหาร lot นั้น ไม่ผ่าน ให้ทิ้งอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อ lot นั้น แล้วเตรียมใหม่ บันทึกการทดสอบดังกล่าวในแบบบันทึกการทดสอบคุณภาพอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน (F- AIDS/STI-036)

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน</p>	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 17 จาก 21
<p>กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	<p>ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดเชื้อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา</p>	<p>ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค</p>

การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อประกอบด้วย

1. การตรวจสอบทางเคมี

การใช้แถบกระดาษกาที่มีสารเคมีเคลือบไว้ (Autoclave tape) ติดที่ห่ออุปกรณ์ หรืออุปกรณ์ในขั้นตอนการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยเครื่องนึ่งไอน้ำ และสังเกตปฏิกิริยาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงบนแถบกระดาษจากไม่มีสีเป็นสีดำ บ่งชี้ว่าอุปกรณ์ได้ผ่านกระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว ขั้นตอนการตรวจสอบดังแผนภูมิ

2. การตรวจสอบทางชีวภาพ

การใช้ตัวบ่งชี้ทางชีวภาพ (Biological indicator) หรือ spore test ซึ่งสามารถทำการตรวจสอบดังแผนภูมิ
แผนภูมิที่ 1 การตรวจสอบประสิทธิภาพการทำให้ปราศจากเชื้อโดยเครื่อง autoclave

ทดสอบโดย autoclave tape

วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องการทำให้ปราศจากเชื้อ



ติด autoclave tape ทุกครั้ง



อ่านผลหลัง autoclave

- เปลี่ยนจากไม่มีสีเป็นสีดำ แสดงว่าอุปกรณ์นั้นปราศจากเชื้อ สามารถใช้อุปกรณ์ในรอบนั้นได้
- ไม่เปลี่ยนสี แสดงว่าไม่ปราศจากเชื้อ ให้ตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไข เช่น ระยะเวลาที่ใช้ไม่เหมาะสม อุณหภูมิไม่สูงพอ การห่ออุปกรณ์ไม่เหมาะสม การบรรจุอุปกรณ์เข้าเครื่องไม่ถูกต้อง และให้ทำการ autoclave ใหม่โดยสามารถใช้เครื่องเดิม หรือเครื่องใหม่ได้



บันทึกแบบบันทึกการใช้งานเครื่อง Autoclave และการทำ Spore test (Bacillus stearothermophilus) F-LAB-024

ทดสอบโดย spore test

นำ spore test เข้าเครื่อง autoclave จำนวน 1 หลอดพร้อมอุปกรณ์ทดสอบอาทิตย์ละ 1 ครั้ง โดยวางในชั้นล่างของเครื่องนึ่งบริเวณที่อยู่เหนือช่องระบายน้ำ



หลังการ autoclave เสร็จสิ้นนำหลอด spore test ออกจากเครื่อง autoclave ปลดปล่อยให้เย็นลงประมาณ 10 นาที



กดหัวหลอด spore test และบีบด้านข้างหลอด เพื่อให้ media และแผ่นกระดาษกรองที่มีเชื้อมาตรฐานสัมผัสกัน ทั้งที่เข้าเครื่อง autoclave(หลอดทดสอบ) และ ไม่ได้เข้าเครื่อง autoclave (หลอดควบคุม) จำนวน 1 หลอด




นำหลอด spore test ทั้ง 2 หลอด ไป incubate ที่อุณหภูมิ 55-60 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมง



อ่านผลหลัง autoclave

- สีของหลอดทดสอบเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลือง แสดงว่ามีเชื้อเจริญ ผลการทำให้ปราศจากเชื้อไม่มีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ในชุดนั้นๆ ไม่ปราศจากเชื้อ จะต้องทำการ autoclave ใหม่
- สีของหลอดทดสอบเป็นสีม่วงเช่นเดิม แสดงว่าไม่มีเชื้อเจริญ ผลการทำให้ปราศจากเชื้อมีประสิทธิภาพ สามารถใช้อุปกรณ์ในรอบนั้นๆ ได้

 <p>กรมควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี</p>	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหาร เลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 18 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิคุ้มกันวิทยา งานอนุชีววิทยาฯ	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

3. หลอดควบคุมต้องมีการเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองจึงถือว่าการทดสอบนั้น สมบูรณ์



บันทึกผลในบันทึกแบบบันทึกการใช้งานเครื่อง Autoclave และการทำ Spore test (*Bacillus stearothermophilus*)
F-LAB-024

11.2 การควบคุมคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance; EQA)

เข้าร่วม interlaboratory comparison กับ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาทางชั้นสูงตร กลุ่มบางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ปีละ 2 ครั้งๆละ 2 ตัวอย่าง

12. ข้อจำกัดและสิ่งรบกวนของการตรวจวิเคราะห์

การวินิจฉัยว่าเป็น หนองใน หรือไม่นั้น แพทย์จะนำหนอง หรือปัสสาวะ มาตรวจ PCR จากนั้นจะนำมาย้อมหาเชื้อ และ
นำไปเพาะเชื้อ เพื่อตรวจสอบ ทั้งนี้แพทย์จะนำการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคอื่น ๆ ร่วมด้วย

ผู้ชาย : ในผู้ชายที่เป็น หนองใน จะมีอาการปัสสาวะขัดอย่างรุนแรง และมีหนองสีเหลืองข้น ไหลออกมาจากท่อปัสสาวะ มัก
เกิดอาการหลังรับเชื้อไปแล้ว 2-5 วัน ถ้าไม่รักษาอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ลูกกลามไปยังต่อมลูกหมาก ทำให้ต่อมลูกหมาก
อักเสบ อั้นตะอั้นเสบ ฯลฯ ซึ่งทำให้เป็นหมันได้

ผู้หญิง : ในผู้หญิงที่เป็น หนองใน ส่วนใหญ่จะไม่มีอาการ จนกระทั่ง 10 วันไปแล้ว จะมีอาการตกขาว มีกลิ่นเหม็น ปัสสาวะ
แสบขัด เพราะเกิดการอักเสบที่ท่อปัสสาวะ และปากมดลูก ถ้าไม่รับรักษาเชื้อโรคจะลูกกลาม ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ต่อมบาร์โ
ลินอักเสบ เป็นฝีบวมโต การอักเสบในอุ้งเชิงกราน ปีกมดลูกอักเสบ การอุดตันของท่อรังไข่ ซึ่งทำให้เป็นหมันหรือตั้งครรภ์นอกมดลูกได้
นอกจากนี้ หากหญิงมีครรภ์เป็น หนองใน เวลาคลอดอาจทำให้เด็กทารกติดเชื้อเกิดอาการตาอักเสบได้ และหากรักษาไม่ทัน จะทำ
ให้เด็กตาบอดได้

13. ค่าความไม่แน่นอนของการวัด

-

14. คำอ้างอิง

No Growth

15. การรายงานผล / การคำนวณผล

No Growth = ไม่พบเชื้อ *Neisseria gonorrhoeae*


Growth = พบเชื้อ *Neisseria gonorrhoeae* ทดสอบ Drug susceptibility ต่อ

16. คำแนะนำกรณีผลไม่อยู่ในช่วงการวัด

-

17. คำวิฤติ

-

	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 19 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิคุ้มกันวิทยา งานอนุชีวิวิทยาฯ	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

18. การแปลผล

ตารางการแปลผลการทดสอบความไวต่อยาของเชื้อ *N. gonorrhoeae* (CLSI guideline 2019 M100)

ตารางที่ 1 ตารางอ่านค่า Zone

การอ่านผล Disk

การอ่านผล E test

Interpretive Categories		Zone Inhibition Diameters (nearest whole mm)				Equivalent MIC ($\mu\text{g/ml}$)			
		ATCC 49226	S	I	R	ATCC 49226	S	I	R
Penicillin (P / PG)	10 Units	26-34	≥ 47	27-46	≤ 26	0.25-1	≤ 0.06	0.12-1	≥ 2
Ceftriaxone* (CRO /TX)	30 μg	39-51	≥ 35	-	-	0.004-0.016	≤ 0.25	-	-
Cefixime* (CFM / IX)	5 μg	37-45	≥ 31	-	-	0.004-0.03	≤ 0.25	-	-
Tetracycline (TE / TC)	30 μg	30-42	≥ 38	31-37	≤ 30	0.25-1	≤ 0.25	0.5-1	≥ 2 (≥ 16 TRNG)
Ciprofloxacin (CIP / CI)	5 μg	48-58	≥ 41	28-40	≤ 27	0.001-0.008	≤ 0.06	0.12-0.5	≥ 1
Spectinomycin (SH / -)	100 μg	23-29	18	15-17	14	Aug-32	≤ 32	64	≥ 128
Azithromycin** (AZM /AZ)			-	-	-	0.25-1	≤ 1 (WT)		≥ 2 (NWT)
Gentamycin***			-	-	-		≤ 4	8-16	≥ 32

*** Do IQC everytime at least 1 stain; ATCC49226. If IQC within range can read results of test***

หมายเหตุ

* Ceftriaxone และ Cefixime เป็นยาที่พบการดื้อยาน้อยมาก หากทดสอบ disk diffusion แล้วพบว่าได้ขนาด zone ของยา Ceftriaxone และ Cefixime น้อยกว่า 35 และ 31 ตามลำดับ หรือค่า MIC มากกว่า 0.25 ให้ตรวจซ้ำ ถ้าเหมือนเดิมให้รายงานเป็น nonsusceptible (NS) แล้วส่งเชื้อมาเก็บไว้ยังส่วนกลาง เพื่อทำการตรวจสอบ/วิจัยต่อไป (ทั้งนี้ในประเทศไทยยังไม่เคยพบการรายงานการเริ่มดื้อยา) "NS" ของยาดังกล่าวมาก่อน)

** Azithromycin ใช้แปลผลเมื่อขนาดยาที่ใช้รักษา คือ 1 g และรักษาร่วมกับยาตัวอื่น เช่น Ceftriaxone



วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน

รหัส WI-AIDS/STI-005

วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566

แก้ไขครั้งที่ 04

หน้าที่ 20 จาก 21

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี


ผู้จัดทำ :
ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อภูมิคุ้มกันวิทยา
งานอนุชีววิทยา

ผู้อนุมัติ:
หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ
ทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

ตารางที่ 2 ตารางการทดสอบทางชีวเคมี ของเชื้อ *Neisseria spp*

Species	Acid From*					Nitrate Reduct ion	Poly-saccharid e form Sucrose	DNase	Superoxol	Pigm ent	Colistin Resistance
	G	M	S	F	L						
<i>N.gonorrhoeae</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	Strong (4+)	-	R
<i>N.gonorrhoeae</i> subspecies <i>kochii</i>	+	-	-	-	-	-	-	-	Strong (4+)	-	R
<i>N. meningitidis</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	Weak (1+)to strong (4+)	-	R
<i>N. lactamica</i>	+	+	-	-	+	-	-	-	Weak (1+)to strong (3+)	+	R
<i>N. polysaccharea</i>	+	+	-	-	-	-	+	-	Weak (1+)to strong (3+)	-	R
	G	M	S	F	L						
<i>N. cinerea</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	Weak (2+)	-	(R)
<i>N. flavescens</i>	-	-	-	-	-	-	+	-	Weak (2+)	+	S
<i>N. mucosa</i>	+	+	+	+	-	+	+	-	Weak (2+)	d	S
<i>N. subflava</i> biovar <i>subflava</i>	+	+	-	-	-	-	-	-	Weak (2+)	+	S
<i>N. subflava</i> biovar <i>flava</i>	+	+	-	+	-	-	-	-	Weak (2+)	+	S
<i>N. subflava</i> biovar <i>perflava</i>	+	+	+	+	-	-	+	-	Weak (2+)	+	(R)
<i>N. sicca</i>	+	+	+	+	-	-	+	-	Weak (2+)	-	S
<i>N. elongata</i>	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	S
<i>M. catarrhalis</i>	-	-	-	-	-	+	-	+	Weak (1+) to strong (3+ to 4+)	-	(R)
<i>K. denitrificans</i>	+	-	-	-	-	+	-	-	-	-	R

*Acid form; G=Glucose, M=Maltose, S=Sucrose, F= Fructose และ L=Lactose

	วิธีปฏิบัติงาน : การตรวจเพาะเชื้อหนองใน (GC Culture) และการเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน	รหัส WI-AIDS/STI-005
		วันที่ประกาศใช้ 18 ธันวาคม 2566
		แก้ไขครั้งที่ 04
		หน้าที่ 21 จาก 21
กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี	ผู้จัดทำ : ผู้จัดการวิชาการงานโรคติดต่อวัณโรคแฝง งานอนุชีววิทยา	ผู้อนุมัติ: หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการ ทางแพทย์ด้านควบคุมโรค

อาหารที่ใช้ในการเพาะเชื้อต้องเติมสารส่งเสริมการเจริญของเชื้อ เช่น chocolate agar สำหรับการเพาะเชื้อจากสิ่งส่งตรวจ ต้องใช้ selective media เช่น Bangrak I media หรือ Modified Thayer-Martin medium เชื้อต้องการคาร์บอนไดออกไซด์ 5-10% และความชื้น ในการอบเพาะเชื้ออุณหภูมิที่ 35-37 องศาเซลเซียส นาน 24-48 ชั่วโมง ลักษณะโคโลนีบน chocolate agar หรือ Bangrak I media มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.6-1 mm ลักษณะกลม นูน ขอบเรียบ สีเทาและวาวแสง นำโคโลนีที่เจริญบนอาหาร เพาะเชื้อย้อมสีแกรม ติดสี Gram negative diplococci การทดสอบทางชีวเคมี เชื้อให้ผลบวกต่อ Oxidase, Superoxol test และทดสอบการใช้น้ำตาล Glucose, Maltose, Sucrose และ Lactose เชื้อหนองในจะย่อยน้ำตาล Glucose ชนิดเดียว สำหรับน้ำตาล Maltose, Sucrose และ Lactose เชื้อไม่สามารถย่อยได้

19. แหล่งที่มาของค่าแปรปรวน

- อาหารเลี้ยงเชื้อไม่ได้คุณภาพ
- ความชื้นของเชื้อ ชื้นหรือ จางกว่าตัวเทียบมาตรฐาน

20. เอกสารที่เกี่ยวข้อง / เอกสารอ้างอิง

- | | |
|--|-------------------|
| 20.1 ใบขอส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STIs Lab) | (F-AIDS/STI-034) |
| 20.2 แบบฟอร์มลงทะเบียน ลงผล การเพาะเชื้อหนองใน | (F-AIDS STI-029) |
| 20.3 แบบบันทึกผลการควบคุมคุณภาพภายใน IQC งาน STI
อาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน | (F-AIDS/STI-036) |
| 20.4 บันทึกรายละเอียดการผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อหนองใน | (F-AIDS STI-044) |
| 20.5 แบบบันทึกรับ-ส่ง ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ | (F-AIDS/STI-032) |
| 20.6 คู่มือการชันสูตรโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค | (SD-AIDS/STI-004) |
| 20.7 วิธีปฏิบัติคู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ | (WI-LAB-004) |
| 20.8 แบบบันทึกการใช้งานเครื่อง Autoclave และการทำ
Spore test (<i>Bacillus stearothermophilus</i>) | (F-LAB-024) |