

ข้อดี VS ข้อเสีย

รอผลเพียง 15-30 นาที



เมื่อพบผล 'บวก' ว่าติดเชื้อ
สามารถแยกโรคได้ทันที
และรับการรักษาได้ทันเวลา

สามารถตรวจซ้ำได้บ่อย

(คำแนะนำของ NHS สหราชอาณาจักร
สามารถตรวจซ้ำได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง
หรือทุก 3-4 วัน หากไม่มีอาการ)

ต้องมีผู้ให้คำปรึกษาในการแปลผล

โดยชุดตรวจอาจให้ผลลบปลอม

(False Negative) คือติดเชื้อ

แต่ยังตรวจไม่เจอเชื้อ

เพราะยังมีปริมาณเชื้อในร่างกายน้อย
หรือเก็บตัวอย่างไม่ถูกต้อง



ข้อพึงระวัง

ใช้ชุดตรวจที่ อย. รับรองเท่านั้น

Antigen Test Kit (ATK)

ชุดทดสอบแอนติเจน

การเก็บตัวอย่างจากทางจมูกหรือลำคอ
(ได้ผลแม่นยำเมื่อรับเชื้อมาแล้ว 5-14 วัน)

ทำไมต้องตรวจหาเชื้อ?

- 1 เชื้อโควิด 19 สามารถแพร่เชื้อได้แม้ไม่มีอาการ
- 2 หากรู้เร็วว่าติดเชื้อ (Early Detection)
จะสามารถแยกตนเองออกจากครอบครัวได้ก่อน
(Early Isolation) และสามารถแจ้งผู้สัมผัส
ใกล้ชิดกักตัวพร้อมตรวจหาเชื้อต่อได้

ขั้นตอนการเก็บเชื้อตรวจ ATK ด้วยตนเอง

ขั้นที่ 1

เตรียมพร้อม/ ทำความสะอาด

- สึกษาคู่มือให้เข้าใจ
- เตรียมอุปกรณ์ให้ครบถ้วน
- ทำความสะอาดโต๊ะ/พื้นผิว
ที่ใช้วางอุปกรณ์
- ล้างมือให้สะอาด
- สวมถุงมือทั้ง 2 ข้าง



ขั้นที่ 3

ทิ้งขยะติดเชื้อ ใส่ถุงแดง

เก็บของทุกชิ้นใส่ถุงขยะ (ถุงแดง)
มัดปากถุงให้แน่น พันแอลกอฮอล์
บริเวณปากถุงชั้นที่ 1

ซ้อนถุงชั้นแรกใส่ถุงแดงชั้นที่ 2
มัดปากถุงให้แน่น พันแอลกอฮอล์
ติดป้าย/เขียน "ขยะติดเชื้อ"

หากไม่มีถุงแดง ให้เขียนหน้าถุงว่า "ขยะติดเชื้อ"

นำไปแยกทิ้งถังขยะติดเชื้อที่กำหนด

ขั้นที่ 2 ใช้ไม้สำลีเก็บเชื้อ

- ใช้ไม้สำลีสอดเข้าไปในจมูก
ลึกตามคำแนะนำคู่มือ
หมุนวนข้างละ 5 รอบ
- จุ่มไม้ลงในหลอด ใส่น้ำยา หมุนและบีบ
ให้น้ำยาโดนสำลี อย่างน้อย 5 รอบ
ดึงไม้ออก แล้วปิดฝาหลอด
- หยดน้ำยาใส่ภาชนะทดสอบให้ลงตรงจุด
ตามปริมาณที่กำหนด รอผลตรวจ
ประมาณ 15-30 นาที

COVID

การอ่านผล

ขีดชั้นที่ตัว C และ T = ผลบวก ติดเชื้อ

ขีดชั้นที่ตัว C = ผลลบ ไม่ติดเชื้อ

ไม่ขึ้นขีดที่ตัว C = ใช้งานไม่ได้/ตรวจใหม่